

Você está usando um curativo de pressão negativa, chamado **Carilex**.

Este equipamento, junto com a espuma, tem o objetivo de estimular o fechamento da lesão e absorver a secreção durante as 24 horas do dia, **de forma contínua**.



Você é a pessoa **mais importante** para cuidar dele e, por isso, precisa saber algumas coisas:

1 - Deve-se ficar atento sobre à bateria: carregar na tomada (ele funciona como um celular); por isso, sempre cheque o nível de bateria e carregue sempre à noite ou quando necessário.

2 - Caso o equipamento dispare o alarme, tenha calma, vamos resolver!

a) Aperte o símbolo onde está o sino para desligar o alarme.

b) Ligue para o telefone de suporte para receber orientações sobre como proceder (+55 11 98461-9800 | **Aparecida Cordeiro**).

3 - Caso não consiga resolver com o suporte telefônico, você deve remover o curativo e o frasco de secreção do equipamento. Depois, guarde o equipamento para levar no polo de curativos.

a) Calce luvas e remova o curativo da lesão.

b) Cubra a lesão com o curativo de emergência que recebeu no polo de curativos.

c) Após cobrir a lesão, pegue o equipamento e remova, girando o frasco transparente (onde fica a secreção). Ao girar, ele solta.

d) Jogue no lixo o curativo que removeu e também o frasco.

e) O equipamento deve ser guardado e levado ao polo de curativos.

4 - Fique tranquilo(a), o curativo que você colocou vai manter a lesão protegida até a sua próxima visita ao polo de curativos ou agenda do Emad.

5 - Assim que possível, entre em contato com o polo de curativos para que seja agendada uma nova colocação do curativo Carilex.

O **banho** com o curativo de pressão negativa:

- 1** - Proteja o curativo com filme PVC (de cozinha e/ou sacola plástica) e deixe-o bem vedado.
- 2** - Evite deixar cair água sobre a área, mesmo que ela esteja protegida.
- 3** - Não é necessário desligar a terapia, apenas removê-la do cabo.
- 4** - Nunca coloque o equipamento embaixo do chuveiro, ele não deve ser molhado.
- 5** - Após o banho, remova a proteção plástica.
- 6** - Verifique o curativo e certifique-se de que tudo esteja bem vedado.
- 7** - Ligue o equipamento na rede elétrica para carregar, quando você estiver na sala ou quarto.
- 8** - Se o reservatório de secreção encher, você pode trocar:
 - a)** Feche as presilhas.
 - b)** Desconecte o frasco e coloque outro limpo.
 - c)** Conecte o frasco junto ao equipamento e abra as presilhas.

Mensagem de Erro	Visor
VAZAMENTO	
BLOQUEIO	
RECIPIENTE CHEIO	
BATERIA FRACA	
LIGUE PARA ASSISTÊNCIA	

Chame o **suporte 24h** se precisar, estamos aqui para te ajudar!
(+55 11 98461-9800 | **Aparecida Cordeiro**)