

PrevenCap® Riohex 2% CHG

2% de digliconato de clorexidina

Tampa Protetora com
CHG Alcoólica para
Desinfecção de
Conectores sem Agulha



IPCS

Conectores expostos a superfícies contaminadas aumentam o risco de Infecção Primária de Corrente Sanguínea (IPCS), que pode levar a complicações graves, prolongar a internação e elevar os custos médicos.

EVITE ESSA AMEAÇA

A tampa de desinfecção PrevenCap® Riohex 2% CHG é utilizada em conectores sem agulha, funcionando como agente desinfetante antes do acesso à linha e como barreira física contra contaminação.



Principais vantagens:

- **Acesso Imediato:** após 1 minuto de aplicação, o PrevenCap® Riohex 2% CHG permite acesso imediato ao conector sem necessidade de desinfecção extra;
- **Proteção Duradoura:** mantém o conector protegido e limpo por até 10 dias enquanto está aplicado;
- **Simplicidade de Uso:** dispensa a desinfecção manual, basta encaixar no conector, garantindo eficácia consistente;
- **Confirmação Visual:** a cor distintiva facilita a verificação visual e auditorias, promovendo conformidade com os protocolos.

**EFICÁCIA
MICROBIOLÓGICA**

01
MINUTO



Resultados Comprovados
PrevenCap® Riohex 2% CHG
elimina **99,999%** dos 10
micro-organismos mais
prevalentes associados às
(IRAS) Infecções Relacionadas
à Assistência à Saúde.

Modo de Uso



Retire o PrevenCap®
Riohex 2% CHG da fita;



Conecte-o à válvula needle-free
com pressão e rotação;



O PrevenCap® mantém a válvula
desinfetada até ser removido;



Após remoção, descarte e substitua
por um novo PrevenCap® Riohex 2% CHG.

CONFIRA A EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA
FRENTE A CADA MICRORGANISMO
ATRAVÉS DO QR CODE!



Os produtos da
Rioquímica são
sinônimo de **qualidade**
e **eficácia comprovada**,
com funcionalidades
exclusivas e a
segurança inigualável
que você confia.